




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	CareSystem brusebadestol 310, manuelt højderegulérbar R7151000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Brusebadestol 310 med ryg- og armlæn. 340 mm højderegulerbar (sæde). Polstret. Udgået 31/12-2015 Brusebadestol 310 med ryg- og armlæn. 340 mm højderegulerbar (sæde). Polstret. Udgået 31/12-2015
Justerbarhed	Højderegulérbar
Produktkapacitet	Maks. lodret belastning: 150 kg.
Materialer	Basismateriale: 20 my anodiseret aluminium Sæde og ryglæn: Blødt porskum med trækerne Sæde- og ryglænsoverflade: Elastisk lak Armstøtteoverflade: Tokomponent plast (PVC) Armstøtteafslutning: Arnite Betjeningsgreb: Rustfrit stål m/nylon-afslutning Frontplade og endefldækning, skinnen: Polystyren-plast (PS)
Ergonomi	Armlænets ovale udformning giver godt greb og god støtte Blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt Siddeflade: 310 mm x 360 mm, ergonomisk udformet.
Funktioner	Sæde og armlæn kan slås op, når de ikke er i brug - eller for at give plads. Højdejusterbart 340 mm - sæde og ryglæn kan indstilles individuelt.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem brusebadestol 310, manuelt højderegulérbar
Varenummer	R7151000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com

PRESSALIT®