




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	CareSystem brusebadestol 410 med hul, manuelt højde- og sideværts regulérbar R7568000
Farve Produktbeskrivelse	Hvid  Brusebadestol 410, med hul, ryg- og armlæn. Polstret. 500 mm højderegulerbar (sæde), til montering på vandret vægskinne. Udgået 31/12-2015 Brusebadestol 410, med hul, ryg- og armlæn. Polstret. 500 mm højderegulerbar (sæde), til montering på vandret vægskinne. Udgået 31/12-2015
Justerbarhed Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar Maks. lodret belastning: 150 kg.
Materialer Ergonomi	Basismateriale: 20 my anodiseret aluminium Sæde og ryglæn: Blødt porskum med trækerne Sæde- og ryglænsoverflade: Elastisk lak Armstøtteoverflade: Tokomponent plast (PVC) Armstøtteafslutning: Arnite Betjeningsgreb: Rustfrit stål m/nylon-afslutning Frontplade og endefldækning, skinnen: Polystyren-plast (PS) Armlænets ovale udformning giver godt greb og god støtte. Blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt. Siddeflade: 410 mm x 440 mm



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem brusebadestol 410 med hul, manuelt højde- og sideværts regulérbar
Varenummer	R7568000
Funktioner	Sæde med hul for at lette intimhygiejnen. Sædets og ryglænets højde indstilles uafhængigt af hinanden. Med opklappet sæde og armlæn optager stolen et minimum af plads i badeværelset. Til montering på vandret vægskinne. Kan højdereguleres op til 330 mm.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com