




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	CareSystem toiletstøtte, fastmonteret R3018000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Toiletstøtte uden fjederbelastning, længde 850 mm, til fast montering, opklappelig. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Udgået 31/12-2015 Toiletstøtte uden fjederbelastning, længde 850 mm, til fast montering, opklappelig. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Udgået 31/12-2015
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maks. lodret belastning: 135 kg.
Materialer	Basismateriale: 20 my anodiseret aluminium Overflademateriale: Tokomponent plast (PVC) Støtteafslutning og afdækningskapper: Arnite
Ergonomi	Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - både når man står, og når man sætter sig og rejser sig Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt.
Funktioner	Undersiden af støtten er udformet til montering af forskelligt tilbehør. Toiletstøtten kan klappes op.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem toiletstøtte, fastmonteret
Varenummer	R3018000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®