




PRESSALIT®

Produkt	Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer
Varenummer	R8420000
	VVS:777544840 NRF:7501957 EAN:5708590293295 NBS:N13:40,375
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit). Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit).
Ergonomi	Bruseforhæng beskytter hjælperen mod vandsprøjt.

pressalit.com